

Anti-Mouse Cd161c/Nk1.1 Monoclonal Antibody () For Flow Cytometry - P27814

품목 번호: CM0012413

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 마우스 CD161c/NK1.1 (P27814)를 타겟으로 합니다. 면역학 및 면역종양학 연구에서 자연살해세포(NK 세포)의 유세포분석(FC) 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD161c/NK1.1 mAb
비고/별칭	Nk1; Ly59; Nk-1; CD161; Ly-59; Ly55c; NK1.1; NKR1; Nk1.2; Klrb1b; NK-RP1; Nk-1.2; Nkrp1b; Nkrp1c; ly-55c; NKR140; NKR-P1.9
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	3820
GeneID	17059
면역원(Immunogen)	마우스 CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2)의 아미노산 67-223에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션	FC (유세포분석)
교차 반응성	Mouse (마우스)
SWISS	P27814
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백