

유세포 분석용 Anti-Mouse Cd19 단일클론 항체 () - P25918

품목 번호: CM0008152

소개

마우스 CD19에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)을 위해 에 직접 접합되었습니다. 마우스 샘플에서 검증됨; 재조합 마우스 CD19 항원으로부터 유래. B-세포 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD19 mAb
종	마우스
유전자 ID (인간)	930
유전자 ID	12478
항원	재조합 마우스 CD19 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P25918
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백