

Anti-Mouse Cd204 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P30204

품목 번호: CM0005372



소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용으로 검증된 마우스 CD204 (MSR1)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 죽상경화증, 선천성 면역 및 거품 세포(foam cell) 형성 연구에서 대식세포 스캐벤저 수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD204 mAb
비고/별칭	MSR; SR-A; Scvr; MRS-A; MSR-A; SR-AI; SR-AII; Scara1
종(Species)	Mouse
유전자 ID (인간)	4481
유전자 ID	20288
면역원(Immunogen)	마우스 CD204 (NP_001106797.1)의 아미노산 350-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	P30204
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)