

If/Icc, Fc용 항마우스 Cd215/Il-15Rα 단클론 항체 () - Q60819

품목 번호: CM0009236



소개

마우스 인터루킨-15 수용체 서브유닛 알파(CD215/IL-15Rα)에 특이적인 접합 토끼 단클론 항체입니다. IF/ICC 및 FC에서 검증되었으며, 마우스 샘플에서 IL-15 신호전달의 검출 및 분석을 가능하게 합니다. SWISS: Q60819, 단백질 분자량 28kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD215/IL-15Rα mAb
비고/별칭	Il15ra
종	마우스
인간 유전자 ID	3601
유전자 ID	16169
면역원	재조합 단백질 마우스 CD215/IL-15Rα(NP_032384.1)의 아미노산 33-205에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60819
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩