

Anti-Mouse Cd215/Il-15Ra Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc - Q60819

품목 번호: CM0009560



소개

-conjugated rabbit anti-mouse CD215/IL-15Ra monoclonal antibody for IF/ICC and flow cytometry. Specific to mouse; immunogen corresponds to aa33-205. Protein weight 28kDa. Suitable for IL-15 receptor signaling studies.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD215/IL-15Ra mAb
비고/별칭	Il15ra
종(Species)	Mouse
유전자 ID (인간)	3601
유전자 ID	16169
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용	IF/ICC, FC
교차 반응성	Mouse
SWISS	Q60819
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)