

마우스 Cd22 대항 단일클론 항체 () - 유세포 분석용 - P35329

품목 번호: CM0010842

소개

이 접합 토끼 단일클론 항체는 B세포 억제성 공동수용체인 마우스 CD22 (Siglec-2)를 특이적으로 검출하며, 면역학 및 B세포 연구의 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD22 mAb
비고/별칭	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
종 (Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	933
GeneID	12483
항원 (Immunogen)	마우스 CD22 (NP_033975.3)의 아미노산 22-151에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC
교차 반응성 (Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P35329
단백질 분자량	89kDa/93kDa/97kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)