

Anti-Mouse Cd22 Monoclonal Antibody () For If-P, Fc - P35329

품목 번호: CM0008851

소개

컨주게이티드 토끼 단일클론 항체로 마우스 CD22 (Siglec-2)를 표적합니다. B세포에서의 면역형광법 및 유세포분석법에 대해 검증되었으며, B세포 생물학 및 면역학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD22 mAb
비고/별칭	Lyb8; Lyb-8; A530093D23
종(Species)	마우스
유전자 ID (인간)	933
유전자 ID (마우스)	12483
면역원	마우스 CD22 (NP_033975.3)의 아미노산 22-151에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	IF-P, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35329
단백질 분자량	89kDa/93kDa/97kDa
배송	아이스백