

유세포 분석용 Anti-Mouse Cd22 Rabbit Monoclonal Antibody - P35329

품목 번호: CM0011568

소개

마우스 CD22 (Siglec-2)를 표적으로 하는 으로 접합된 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석에 검증되었으며, B-세포 생물학, 면역학 및 신호전달 연구에 이상적입니다. 천연 표면 CD22를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD22 mAb
비고/별칭	Lyb8, Lyb-8, A530093D23
종	마우스
GeneID (인간)	933
GeneID	12483
면역원	마우스 CD22 (NP_033975.3)의 아미노산 22-151에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P35329
단백질 분자량	89kDa/93kDa/97kDa
배송	아이스백