

마우스 항-Cd223/Lag-3 단일클론 항체 (Fc용) - Q61790

품목 번호: CM0012353



소개

유세포분석용 접합 토끼 항-마우스 LAG-3 단일클론 항체입니다. T세포의 면역 체크포인트 수용체인 마우스 CD223를 타겟으로 합니다. 면역종양학 연구 및 진단 검사 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD223/LAG-3 mAb
비고/별칭	Ly66; CD223; LAG-3
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	3902
GeneID	16768
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD223/LAG-3 (NP_032505.1)의 아미노산 24-442에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q61790
단백질 분자량	57 kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)