

Fc용 항마우스 Cd23 단일클론 항체 - P20693

품목 번호: CM0005061

소개

유세포분석법(FC)에 대해 검증된 래빗 항마우스 CD23 단일클론 항체. IgE 조절 및 B 세포 분화에 중요한 마우스 CD23, 저친화성 IgE 수용체를 인식합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	래빗 항마우스 CD23 mAb
비고/별칭	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
종	마우스
GeneID (Human)	2208
GeneID	14128
면역원	마우스 CD23 (NP_038545.1)의 아미노산 50-331에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P20693
단백질 무게	37kDa
배송	아이스백