

If/Icc, If-P, Fc용 항마우스 Cd24 단클론 항체 () - P24807

품목 번호: CM0004092

소개

IF/ICC, IF-P 및 유세포 분석에 대해 검증된 접합 토끼 항마우스 CD24 단클론 항체입니다. 마우스 면역 세포 분화, 흥선 세포 발달 및 B세포 활성화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD24 mAb
비고/별칭	HSA; Cd24; Ly-52; 넥타드린
종	마우스
유전자 ID (인간)	100133941
유전자 ID	12484
면역원	제조합 단백질 마우스 CD24 (NP_033976.1)의 아미노산 27-53에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IF/ICC, IF-P, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P24807
단백질 분자량	8kDa
배송 방식	아이스팩