

Wb, Fc, Elisa용 Anti-Mouse Cd24 폴리클로날 항체 - P24807

품목 번호: CM0023025

소개

mouse CD24 Rabbit pAb는 재조합 mouse CD24 단백질에 대해 토끼에서 생산된 폴리클로날 항체입니다. 마우스 샘플에서 WB, FC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 면역학, 세포 분화, 자가면역 연구에서의 CD24 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	mouse CD24 Rabbit pAb
종	마우스
GeneID (Human)	100133941
GeneID	12484
면역원	마우스 CD24 (NP_033976.1)의 아미노산 27-53에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P24807
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스백