

유세포분석용 항마우스 Cd25 단클론 항체, 접합체 - P01590

품목 번호: CM0004537

소개

마우스 CD25를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 조절 T 세포의 유세포분석에 적합합니다. 면역 관용 및 자가면역 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CD25 단클론 항체
비고/별칭	CD25; IL2r; Ly-43
종	마우스
인간 유전자 ID	3559
유전자 ID	16184
면역원	마우스 CD25 (NP_032393.3) 아미노산 22-236번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01590
단백질 분자량	30KDa
배송 방법	아이스백