

If/Icc, Fc용 항마우스 Cd252 (Ox40 리간드) 단일클론 항체 - P43488

품목 번호: CM0005720

소개

IF/ICC 및 유세포 분석용 고품질 토끼 단일클론 항체로, 마우스 CD252 (OX40 리간드)를 표적합니다. T-세포 공동자극 연구에 이상적입니다. 22kDa 단백질을 검출합니다. UniProt P43488.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD252 (OX40 Ligand) mAb
비고/별칭	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
종	마우스
GeneID (인간)	7292
GeneID	22164
면역원	마우스 CD252 (OX40 리간드) (NP_033478.1)의 아미노산 51-198에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P43488
단백질 무게	22kDa
배송	아이스팩