

유세포 측정법용 항마우스 Cd270/Hvem 단클론 항체 - Q80Wm9

품목 번호: CM0011009



소개

에 접합된 토끼 항마우스 CD270/HVEM 단클론 항체로, 유세포 측정법에서 검증되었습니다. 면역 조절, T 세포 신호 전달 및 숙주 방어 연구에 적합합니다. SWISS: Q80WM9.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	토끼 항마우스 CD270/HVEM mAb
비고/별칭	TR2; Atar; HveA; Hvem; Tnfrs14
종	마우스
유전자ID (인간)	8764
유전자ID	230979
면역원	재조합 단백질 (마우스 CD270/HVEM (NP_849262.1)의 아미노산 39-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q80WM9
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩