

마우스 Cd272/Btla용 단일클론 항체 () - 유세포 분석용 - Q7Tsa3

품목 번호: CM0010875



소개

접합 마우스 CD272/BTLA 표적 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 면역학 및 종양학 연구에 최적화되어 있으며, 림프구 및 기타 면역 세포의 BTLA를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD272/BTLA mAb
비고/별칭	A630002H24
종(Species)	마우스
유전자 ID (인간)	151888
유전자 ID	208154
항원(Immunogen)	마우스 CD272/BTLA (NP_001032808.2)의 아미노산 30-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q7TSA3
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩