


Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa용 항마우스 Cd274 (Pd-L1) 토끼 단클론 항체 - Q9Ep73

품목 번호: CM0008156



소개

마우스 CD274(PD-L1, B7-H1)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA에서 검증되었습니다. 암 및 자가면역 연구에서 면역 체크포인트 PD-L1을 표적으로 합니다. 마우스에 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD274 토끼 단클론 항체
비고/별칭	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
종	마우스
유전자ID (인간)	29126
유전자ID	60533
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9EP73
단백질 분자량	33kDa
배송 방법	아이스 팩