


유세포 측정용 항마우스 Cd274/Pd-L1 단클론 항체 () - Q9Ep73

품목 번호: CM0010283



소개

마우스 CD274/PD-L1을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에 대해 검증되었습니다. T세포 조절 및 종양 면역 회피 기전 연구에 매우 중요한 면역 체크포인트 단백질 PD-L1을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD274/PD-L1 단클론 항체
비고/별칭	B7h1; Pd1l; Pcd1l1; Pcd1lg1; A530045L16Rik
종	마우스
인간 유전자ID	29126
유전자ID	60533
면역원	마우스 CD274/PD-L1 (NP_068693.1)의 아미노산 19-235에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9EP73
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스백