

유세포 분석용 항-마우스 Cd28 단일클론 항체 () - P31041

품목 번호: CM0012064



소개

유세포 분석용으로 검증된 접합 토끼 항-마우스 CD28 단일클론 항체입니다. 면역학 연구를 위해 T세포 공동 자극 수용체인 CD28(Swiss-Prot P31041)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

제품명	토끼 항-마우스 CD28 mAb
비고/별칭	Cd28
종	마우스
유전자 ID (인체)	940
유전자 ID (마우스)	12487
면역원	마우스 CD28의 아미노산 20-149에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_031668.3).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P31041
단백질 중량	25kDa
배송	아이스팩