

Fc용 항마우스 Cd3 단일클론 항체 - P04235 / P22646

품목 번호: CM0010092

소개

유세포 분석용으로 검증된 랫 항마우스 CD3 단일클론 항체로, CD3 델타 및 엡실론 체인(P04235/P22646)을 모두 인식합니다. T세포 면역표현형 분석 및 적응면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	랫 항마우스 CD3 mAb
비고/별칭	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
종	마우스
유전자 ID (인간)	916/915
유전자 ID	12500/12501
면역원	마우스 CD3 유래 합성 펩타이드
원천	랫
범주	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P04235/P22646
단백질 무게	19kDa/21kDa
배송	아이스백