

유세포 측정용 항마우스 Cd3 단클론 항체 - P04235 / P22646

품목 번호: CM0010174

소개

유세포 측정에 검증된 랫드 항마우스 CD3 단클론 항체입니다. TCR-CD3 복합체의 CD3δ(19 kDa) 및 CD3ε(21 kDa) 사슬을 모두 인식합니다. 마우스 시료의 T세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	랫드 항마우스 CD3 mAb
비고/별칭	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
종	마우스
유전자ID	12500/12501
면역원	합성 펩타이드; 마우스 CD3에서 유래된 합성 펩타이드입니다.
기원	랫드
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P04235/P22646
단백질 분자량	19 kDa/21 kDa
배송 방식	아이스백