


유세포분석용 항마우스 CD317/Bst2 단클론 항체 - Q8R2Q8

품목 번호: CM0008782



소개

유세포분석 응용 분야를 위해 설계된 접합 토끼 항마우스 CD317/BST2 단클론 항체입니다. I형 인터페론 생성 세포에서 발현되는 주요 항바이러스 제한 인자인 마우스 CD317(골수 기질 항원 2)에 특이적으로 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD317/BST2 mAb
비고/별칭	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
반응 종	마우스
유전자 ID (인간)	684
유전자 ID	69550
면역원	마우스 CD317/BST2 (NP_932763.1)의 아미노산 55-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	유세포분석 (FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8R2Q8
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스백