


Wb 및 Elisa용 항마우스 Cd317/Bst2 토끼 단클론 항체 - Q8R2Q8

품목 번호: CM0005009



소개

마우스 CD317/BST2(골수 기질 항원 2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 모델을 이용한 항바이러스 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD317/BST2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
종	마우스
인간 유전자ID	684
유전자ID	69550
면역원	마우스 CD317/BST2 (NP_932763.1)의 아미노산 55-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8R2Q8
단백질 분자량	19kDa
배송 방식	아이스백