

Ihc-P, Fc, Elisa용 항-마우스 Cd32 토끼 단일클론 항체 - P08101

품목 번호: CM0012222

소개

IHC-P, FC, ELISA용으로 검증된 고평가성 항-마우스 CD32 토끼 단일클론 항체입니다. 면역 복합체 생물학 및 B세포 조절에서 Fc 감마 수용체 IIB 기능을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD32 토끼 mAb
비고/별칭	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
종	마우스
GeneID (인간)	2213
GeneID	14130
면역원	마우스 CD32의 아미노산 30-207에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_034317.1)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P08101
단백질 분자량	31kDa/33kDa/36kDa
배송	아이스팩