

유세포분석용 항마우스 Cd34 단클론 항체 - Q64314

품목 번호: CM0010426

소개

41 kDa 막단백질인 마우스 CD34에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포분석(FC)으로 검증되었으며 조혈 전구세포를 검출합니다. 조혈 및 줄기세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD34 mAb
비고/별칭	CD34; CD34 분자; GIG3; MORT1
종	마우스
유전자ID (인간)	947
유전자ID	12490
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q64314
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스 팩