

Anti-Mouse Cd34 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q64314

품목 번호: CM0010236

소개

접합 토끼 단일클론 항체로 마우스 CD34를 표적하며, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 조혈 모세포 연구에 이상적입니다. 마우스와 교차 반응합니다. MW: 41kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD34 mAb
비고/별칭	CD34;CD34 molecule;GIG3;MORT1
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	947
GeneID	12490
항원(Immunogen)	마우스 CD34 (NP_598415.1)의 아미노산 35-287에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Mouse
SWISS	Q64314
단백질 분자량	41kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)