


Fc용 항마우스 Cd38 단일클론 항체 - P56528

품목 번호: CM0012440



소개

유세포분석에 대해 검증된 마우스 CD38에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. 칼슘 신호 전달과 림프구 활성화에 관여하는 막관통 당단백질인 ADP-리보실 사이클레이스/고리형 ADP-리보스 가수분해효소 1 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CD38 단일클론 항체
비고/별칭	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
종	마우스
GeneID (인간)	952
GeneID	12494
면역원	마우스 CD38의 아미노산 45-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_031672.2)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P56528
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백