

유세포 측정용 항마우스 Cd4 단클론 항체 (Apc/Cyanine7) - P06332

품목 번호: CM0009361

소개

APC/Cyanine7에 접합된 마우스 CD4에 대한 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정에 대해 검증되었습니다. T 헬프 세포 발달, 면역 반응 및 MHC 클래스 II 보조수용체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC/Cyanine7 토끼 항마우스 CD4 단클론항체
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스
인간 유전자 ID	920
유전자 ID	I2504
면역원	제조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송 방식	아이스 팩