

유세포 분석용 Anti-Mouse Cd4 단일클론 항체 - P06332

품목 번호: CM0004845

소개

유세포 분석에 검증된 고성능 Rabbit anti-Mouse CD4 단일클론 항체. T-헬퍼 세포 기능 및 면역 반응 연구에 필수적인 CD4 당단백질을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Mouse CD4 단일클론 항체
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스
유전자 ID (인간)	920
유전자 ID	12504
면역원	마우스 CD4 (NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백