

유세포분석용 항마우스 Cd4 단일클론 항체 - P06332

품목 번호: CM0010661

소개

유세포분석용으로 검증된 마우스 CD4에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. MHC II형 공동수용체 기능에 필수적인 T 보조 세포 마커인 마우스 CD4(L3T4, Ly-4)를 인식합니다. 마우스 시료의 면역세포 프로파일링에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항마우스 CD4 mAb
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스
GeneID (Human)	920
GeneID	12504
면역원	마우스 CD4의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_038516.1).
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스팩