

Anti-Mouse Cd4 Monoclonal Antibody (Pe/Cyanine5) For Fc - P06332

품목 번호: CM0009903

소개

유세포 분석(FC)용 PE/Cyanine5 토끼 항-마우스 CD4 단일클론 항체. 마우스 CD4(L3T4, Ly-4), 즉 MHC class II의 T-세포 보조 수용체를 인식합니다. 마우스 샘플에 대해 검증되었으며, 단백질 분자량은 51kDa입니다. 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine5 Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	920
GeneID	12504
면역원(Immunogen)	마우스 CD4 (NP_038516.1)의 아미노산 27-394에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)