


If/Icc 및 Fc용 Anti-Mouse Cd44 단일클론 항체 - P15379

품목 번호: CM0005817



소개

면역형광(IF/ICC) 및 유세포 분석(FC)에 검증된 접합 토끼 항-마우스 CD44 단일클론 항체입니다. 면역 세포 이동에 관여하는 히알루로네이트 수용체이자 접착 분자인 마우스 CD44를 검출합니다. 다른 종과의 교차 반응성은 보고되지 않았습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
종	마우스
GeneID (Human)	960
GeneID	12505
면역원	마우스 CD44 (NP_033981.2)의 아미노산 23-176에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P15379
단백질 분자량	85kDa
배송	아이스백