

유세포측정용 항마우스 Cd45 단클론 항체 () - P06800

품목 번호: CM0011631

소개

유세포측정(FC)에서 검증된 토끼 항마우스 CD45 단클론 항체 (클론)입니다. 마우스 샘플에서 백혈구 공통 항원(L-CA, B220)을 검출하며, 면역표현형 분석 및 T세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD45 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
반응 종	마우스
인간 유전자 ID	5788
유전자 ID	19264
면역원	재조합 단백질; 마우스 CD45(NP_001104786.2)의 아미노산 26-566에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa / 140kDa / 144kDa
배송 방식	아이스백