

Anti-Mouse Cd45 Monoclonal Antibody () For If/Icc, Fc - P06800

품목 번호: CM0005977

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 마우스 CD45를 표적하며 면역형광(IF/ICC) 및 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 백혈구 공통 항원(L-CA)을 인식하여 면역 세포 연구에 활용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	5788
GeneID	19264
면역원(Immunogen)	마우스 CD45 (NP_001104786.2)의 아미노산 26-566에 상응하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	IF/ICC, FC
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P06800
단백질 분자량	130KDa/140KDa/144KDa
배송	아이스백