

유세포 분석용 Anti-Mouse Cd45R/B220 단클론 항체 (바이오틴) - P06800 / P08575

품목 번호: CM0010933

소개

마우스 CD45R/B220에 대한 바이오틴 접합 랫 단클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증됨. 마우스 특이적이며, 면역표현형 분석 및 T-세포 신호전달 연구에 권장됨. 분자량 약 130-144 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Biotin Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
종	마우스
GeneID (Human)	5788
GeneID	19264/5788
면역원	마우스 CD45R/B220 제조함 단백질
원천	랫
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06800/P08575
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송	아이스백