

유세포 분석용 항-마우스 Cd5 단일클론 항체(Apc) - P13379

품목 번호: CM0011488

소개

유세포 분석용 마우스 CD5(Ly-1/Lyt-1)에 대한 APC 결합 토끼 단일클론 항체입니다. T 세포 및 B1a 세포 분석, TCR/BCR 신호 전달, 면역 관용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 CD5 단일클론 항체
비고/별칭	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
종	마우스
GeneID(인간)	921
GeneID(마우스)	12507
면역원	마우스 CD5(NP_031676.3)의 아미노산 25-371번 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P13379
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스팩