

마우스 Cd50/Icam-3 (Icam-5, Telencephalin) 단일클론항체 () For Fc - Q60625

품목 번호: CM0010435

소개

유세포 분석용 접합 마우스 CD50/ICAM-3 (ICAM-5, telencephalin) 대상 토끼 단일클론항체. 뇌에서 발현되는 신경 세포 접착 분자를 표적; 신경과학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD50/ICAM-3 mAb
비고/별칭	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
종	마우스
GeneID (Human)	7087
GeneID (Mouse)	15898
면역원	마우스 CD50/ICAM-3 (NP_032345.2)의 아미노산 32-227에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
적용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60625
단백질 분자량	97kDa
배송	아이스백