

유세포측정용 항마우스 Cd59A 단클론 항체 () - O55186

품목 번호: CM0009487

소개

마우스 CD59a에 대한 토끼 단클론 항체로, 이 접합되어 있습니다. 유세포측정에서 유효성이 검증되었습니다. CD59a는 보체 막공격복합체 형성을 억제하여 세포를 용해로부터 보호합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 단백질 분자량은 약 14kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD59a mAb
비고/별칭	Cd59; MACIF; MAC-IP
종	마우스
유전자 ID	12509 (마우스)
면역원	마우스 CD59a (NP_031678.1)의 아미노산 24-96번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	O55186
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩