

유세포 분석용 항마우스 Cd6 단클론 항체 () - Q61003

품목 번호: CM0010792

소개

에 접합된 마우스 CD6 표적 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 사용됩니다. 면역 시냅스 및 세균 패턴 인식에 관여하는 T세포 분화 항원을 인식합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD6 mAb
비고/별칭	진핵생물; 후생동물; 척삭동물; 두개골 동물; 척추동물; 진골아강; 포유류; 진수포유류; 진영태류; 글라이레스; 설치류; 근아형; 쥐상과; 쥐과; 쥐아과; 무스속; 무스속
종	마우스
GeneID (인간)	923
GeneID	12511
면역원	마우스 CD6 (NP_033982.3)의 아미노산 20-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61003
단백질 분자량	64kDa/68kDa/72kDa
배송 방식	아이스백