

마우스 Cd69용 단클론성 항체 () - 유세포 분석용 - P37217

품목 번호: CM0010719

소개

마우스 CD69(T세포, B세포, NK세포의 초기 활성화 항원)에 특이적인 접합 토끼 단클론성 항체입니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었으며, 면역학 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Rabbit anti-Mouse CD69 mAb                                       |
| 비고/별칭                    | AIM; VEA; 5830438K24Rik                                          |
| 종(Species)               | 마우스 (Mouse)                                                      |
| GeneID (인간)              | 969                                                              |
| GeneID                   | 12515                                                            |
| 면역원(Immunogen)           | 마우스 CD69 (NP_001028294.1)의 아미노산 64-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼 (Rabbit)                                                      |
| 카테고리                     | 단클론성 항체 (Monoclonal Antibodies)                                  |
| 응용(Application)          | FC                                                               |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 마우스 (Mouse)                                                      |
| SWISS                    | P37217                                                           |
| 단백질 분자량                  | 22kDa                                                            |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩 (Ice bag)                                                  |