

항-마우스 Cd79B 단클론 항체 () 유세포 분석용 - P15530

품목 번호: CM0010858



소개

유세포 분석을 위한 접합 토끼 단클론 항체로 마우스 CD79b (Ig-beta)를 표적으로 합니다. B세포 연구, BCR 신호 전달 연구 및 면역표현형 분석에 이상적입니다. 마우스 CD79b 세포의 도메인에 특이적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 CD79b mAb
비고/별칭	B29; Igβ; Igβeta; Ig-beta
종	마우스
GeneID (인간)	974
GeneID	15985
면역원	마우스 CD79b (NP_032365.1)의 아미노산 26-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P15530
단백질 중량	25kDa
배송	아이스백