

유세포분석용 항마우스 Cd79B 단클론 항체 - P15530

품목 번호: CM0008537



소개

유세포분석용 접합 토끼 항마우스 CD79b 단클론 항체입니다. B세포 수용체 복합체 베타 사슬(Ig-베타, B29)을 표적으로 하며 마우스 모델에서 검증되었습니다. IVD 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD79b mAb
비고/별칭	B29; Igβ; Igβeta; Ig-beta
종	마우스
유전자ID (인간)	974
유전자ID	15985
면역원	재조합 단백질; 마우스 CD79b(NP_032365.1)의 아미노산 26-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P15530
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백