

## 유세포 분석용 Anti-Mouse Cd80 단일클론 항체 () - Q00609

품목 번호: CM0008093



### 소개

유세포 분석용 접합 마우스 CD80 단일클론 항체. T-세포 활성화 및 면역 조절에 관여하는 B7-1 공자극 분자를 표적합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 제품명         | anti-Mouse CD80 mAb                              |
| 비고/별칭       | B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17             |
| 종           | 마우스                                              |
| 유전자 ID (인간) | 941                                              |
| 유전자 ID      | 12519                                            |
| 면역원         | 마우스 CD80의 아미노산 38-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원산지         | 아르메니안 햄스터                                        |
| 범주          | 단일클론 항체                                          |
| 적용 분야       | 유세포 분석(FC)                                       |
| 교차 반응성      | 마우스                                              |
| SWISS       | Q00609                                           |
| 단백질 분자량     | 34kDa                                            |
| 배송          | 아이스백                                             |