

유세포 분석용 Anti-Mouse Cd82 단일클론 항체 - P40237

품목 번호: CM0004353

소개

유세포 분석용으로 검증된 접합 토끼 유래 anti-mouse CD82 단일클론 항체입니다. 높은 특이성으로 마우스 CD82(Kai1, C33)를 표적하며; 암 및 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD82 mAb
비고/별칭	C33, IA4, Kai1, Tspan27
종	마우스
GeneID (인간)	3732
GeneID	12521
면역원	재조합 단백질 마우스 CD82 (NP_001258390.1)의 아미노산 1-266에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P40237
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백