

마우스 Cd84 대항 단일클로날 항체 () - 유세포분석용 - Q18Pi6

품목 번호: CM0005432

소개

마우스 CD84 (SLAMF5, CDw84)를 표적하는 접합 토끼 단일클로날 항체입니다. 유세포분석(Flow Cytometry)용으로 설계되었습니다. 예상 분자량이 ~37 kDa인 마우스 CD84를 인식합니다. SWISS: Q18PI6.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD84 mAb
비고/별칭	CDw84, SLAMF5, A130013D22Rik
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	8832
GeneID (마우스)	12523
면역원(Immunogen)	마우스 CD84 (NP_038517.1)의 아미노산 22-221을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클로날 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (유세포분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q18PI6
단백질 분자량	37kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)