


유세포 분석용 항-마우스 Cd8a 모노클로날 항체 (Apc) - P01731

품목 번호: CM0004917



소개

마우스 CD8a에 대한 토끼 모노클로날 항체로, APC에 직접 접합되었습니다. T 세포 공동 수용체 기능, CTL 활성화 및 면역 관문 연구를 위해 유세포 분석(FC)에 최적화되었습니다. 마우스 면역학 모델에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 CD8a mAb
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	925
GeneID	12525
면역원(Immunogen)	마우스 CD8a (NP_001074579.1)의 아미노산 28-196에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	모노클로날 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P01731
단백질 분자량	27kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)