


Fc용 Anti-Mouse Cd8A 단일클론 항체 - P01731

품목 번호: CM0004776



소개

유세포 분석용 마우스 CD8a (Lyt-2)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 면역학 및 면역종양학 연구에서 마우스 샘플의 세포독성 T 세포 및 NK 세포 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
종	마우스
GeneID (Human)	925
GeneID	12525
면역원	마우스 CD8a (NP_001074579.1)의 아미노산 28-196에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01731
단백질 분자량	27KDa
배송	아이스백