


Fc용 항마우스 Cd8A 단클론 항체 - P01731

품목 번호: CM0005302



소개

유세포 분석용 토끼 항마우스 CD8a 단클론 항체. 마우스 CD8a의 세포외 도메인(aa 28-196)을 인식합니다. 면역 세포 프로파일링 및 T세포 연구에 적합합니다. 예상 분자량은 27 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 CD8a mAb
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
종	마우스
GeneID (인간)	925
GeneID	12525
면역원	재조합 단백질 마우스 CD8a (NP_001074579.1)의 아미노산 28-196에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01731
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스백