


유세포 분석용 Anti-Mouse Cd8a 단일클론항체 () - P01731

품목 번호: CM0008199



소개

로 접합된 마우스 CD8a에 대한 토끼 단일클론항체. 마우스 특이적. 유세포 분석(FC)에 사용. CD8a는 MHC class I과 상호작용하는 T-세포 공동수용체; 면역 반응에 필수적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
비고/별칭	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
종	마우스
GeneID (Human)	925
GeneID	12525
면역원	제조항 단백질[마우스 CD8a (NP_001074579.1)의 아미노산 28-196에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01731
단백질 분자량	27KDa
배송	아이스백