

마우스 Cd94 항체 () - 유세포 분석용 - O54707

품목 번호: CM0005109

소개

마우스 CD94를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. NK 세포 수용체 기능, 면역 자기 내성, 및 종양 미세환경 상호작용을 연구하는 데 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-마우스 CD94 mAb
비고/별칭	CD94
종 (Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	3824
GeneID	16643
면역원 (Immunogen)	마우스 CD94 (NP_034784.1)의 아미노산 59-179에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	O54707
단백질 분자량	21kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)